

Siemens Motion.

Cała radość życia. Jedno proste rozwiązanie.

Zindywidualizowane rozwiązania słuchowe,
które pozwalają Ci cieszyć się każdym decybelem życia.



Życie powinno być łatwe.

Aparaty zauszne Motion.

Motion ułatwia życie na wiele sposobów. Dzięki swojemu kształtowi jest delikatny dla ucha, jednak wystarczająco mocny i nie wymaga specjalnej uwagi. Rodzina zauszných aparatów Motion wyposażona jest w najnowszą technologię BestSound firmy Siemens, która łączy przyjemność użytkowania z relaksującą prostotą.

Delikatne i mocne.

Motion niewielkie i ergonomiczne aparaty, które wygodnie dopasowują się do ucha. Opcjonalny, ultra-cienki wężyk Life Tube oferuje dodatkową zaletę otwartego dopasowania. Pozwala to na znaczące zmniejszenie efektu okluzji, czy zatkanego ucha, mającego czasami miejsce podczas użytkowania aparatów słuchowych. Motion jest też w stanie wytrzymać próbę czasu. Dzięki nanopowłocie i ochronie mikrofonu minimalizuje potrzebę serwisowania.

Więcej kontroli, mniej wysiłku.

Motion to także bezproblemowa obsługa. Aparaty wyposażono w przełącznik kołyskowy, który umożliwia łatwą regulację głośności lub wybór programu, w zależności od preferencji. Możesz także wybrać tryb bezobsługowy, wówczas inteligentny Motion zrobi wszystko za Ciebie. Piloty ProPocket i ePen umożliwiają zdalne sterowanie urządzeniem. Niezależnie od wyboru, obsługa będzie niezwykle łatwa.

Bez baterii i bez problemów.

Znacząca większość pozostałych aparatów słuchowych działa na standardowych bateriach, jedna Motion SX i P oferuje elastyczność i zalety ładowalności. Ponadto ładowarka eCharger ma nawet funkcję osuszania – oznacza to mniejszą stratę czasu dla Ciebie i mniejsze szkody dla środowiska.

Tylko najlepszy dźwięk – Technologia BestSound.

Motion to jedna z rodzin aparatów firmy Siemens wyposażona w rewolucyjną technologię BestSound. Obejmuje ona najnowsze innowacje w dziedzinie audiologii aparatów słuchowych. Większość z tych innowacji nie jest dostępna w innych aparatach. Dostajesz teraz jeszcze czystszy i bardziej naturalny dźwięk, dostosowany do Twoich potrzeb. Co najlepsze – wszystko dzieje się automatycznie.



Motion S



Motion SX



Motion P

Obudź się w pełni gotowy do działania. Łatwo.

Motion cały czas nadąża za Twoim aktywnym trybem życia. A to dlatego, że nie musisz się zatrzymywać aby zmienić baterię lub wysuszyć aparat. Pozwól, aby ładowarka eCharger zrobiła to za Ciebie.

Wystarczy sześć godzin odpoczynku. Motion SX i Motion P oferują Ci wyjątkową wygodę: oprócz działania na standardowych bateriach, umożliwiają pracę na akumulatorach. Umieść aparaty w ładowarce eCharger na noc, a już po sześciu godzinach będą gotowe na kolejny dzień pracy. Dzięki ulepszonej ładowarce eCharger nie musisz martwić się o niespodzianki w rodzaju rozładowania baterii, a co za tym idzie, nie musisz niepotrzebnie majstrować przy aparatach. Możesz odpoczywać spokojnie.

Suszenie gdy śpisz.

Gdy śpisz, eCharger nie tylko ładuje akumulatory w Motion, ale także suszy Twoje aparaty słuchowe. Dzięki elektronicznej funkcji osuszania nie musisz martwić się o stosowanie kapsuł osuszających. Elektroniczne suszenie jest szybkie, pewne i nie wymaga dodatkowych czynności. doskonale chroni urządzenie przed wilgocią.



Ładowarka eCharger

Posłuchaj głosu swego serca. To łatwe.

Głosy Twoich bliskich są jeszcze bliższe i czystsze dzięki technologii BestSound firmy Siemens. Po raz pierwszy w aparatach Motion zastosowano rewolucyjne funkcje, które automatycznie koncentrują się na odpowiednich dźwiękach. Urządzenie uczy się Twoich preferencji, oferując Ci wyjątkowy komfort słyszenia.

SpeechFocus – Usłysz słowa zza pleców.

Rozmowy twarzą w twarz są wspaniałe, ale głosy Twoich bliskich otaczają Cię zewsząd. Czasem najważniejsze słowa docierają do Ciebie z boku lub z tyłu. Na przykład prowadząc samochód i próbując słuchać kogoś z tylnego siedzenia lub rozmawiając z przyjacielem podczas spaceru możesz doświadczyć trudności w przypadku większości aparatów słuchowych.

Ale nie Motion. A to dlatego, że aparat wyposażony jest w unikalną, oryginalną funkcję SpeechFocus firmy Siemens. SpeechFocus nieustannie analizuje otoczenie i wykrywa skierowane do Ciebie głosy. Niezależnie od kierunku, z którego dociera głos, pomaga Ci zrozumieć, co zostało powiedziane. Czysto i bez trudu.

Zaawansowany system zarządzania mową i hałasem.

Dla osób noszących aparaty słuchowe trudnością może okazać się zrozumienie mowy w obecności hałasu, jak zgiełk ruchu ulicznego czy szum odkurzacza. Dlatego Motion został wyposażony w zaawansowany system zarządzania mową i hałasem, który automatycznie identyfikuje i redukuje hałas przy jednoczesnym wzmocnieniu sygnału mowy. Dzięki niemu można się cieszyć łatwością słuchania w każdej sytuacji bez nadmiernego wysiłku i zmęczenia.

SoundSmoothing.

Niespodziewane, impulsowe hałasy, takie jak brzęk szkła czy szelest papieru potrafią wywołać zaniepokojenie lub dyskomfort u osób noszących aparaty słuchowe. Z tego względu, oprócz systemu zarządzania mową i hałasem, Motion wyposażono również w technologię wygładzania dźwięku SoundSmoothing, najlepszy w branży system redukcji hałasów krótkotrwałych. System ten automatycznie wycisza nagłe, irytujące dźwięki, nie pogarszając przy tym jakości mowy.



FeedbackStopper.

Podczas korzystania z aparatów słuchowych problemem mogą okazać się irytujące gwizdy i piski powodowane przez sprzężenia. Aby temu zapobiec Motion wyposażono w FeedbackStopper – zaawansowany system redukcji sprzężeń nowej generacji, który umożliwia stosowanie otwartego dopasowania dla praktycznie wszystkich rodzajów ubytku słuchu.

Automatyczny i adaptacyjny system mikrofonów kierunkowych.

Gdy w tle słycać inne rozmowy, skupienie się na jednej wypowiedzi może być nie lada wyzwaniem. Motion został więc wyposażony w automatyczny, wielokanałowy i adaptacyjny system mikrofonów kierunkowych, który ułatwia zrozumienie osoby znajdującej się z przodu, łagodząc gwar rozmów prowadzonych dookoła. Badania kliniczne wykazały, że rozwiązanie to poprawia wyrazistość mowy w sytuacjach, gdy poziom hałasu jest wysoki, jak na przyjęciu lub w restauracji, gdzie zbyt wiele dźwięków rywalizuje o Twoją uwagę. Z Motion możesz bez problemu odnaleźć się w dowolnej sytuacji towarzyskiej.

eWindscreen.

Aparatu słuchowego Motion nie trzeba wyjmować w wietrzny dzień podczas pracy w ogrodzie lub na popołudniowym spacerze po plaży przy morskiej bryzie. W modelach wyposażonych w mikrofony kierunkowe system eWindscreen stale monitoruje środowisko, w którym się znajdujesz, pod kątem szumów spowodowanych przez wiatr, a następnie automatycznie je wycisza, poprawiając komfort niezależnie od warunków atmosferycznych.

Naturalne i przyjemne słyszenie.

Dźwięki codziennego życia otaczają Cię ze wszystkich stron. Rozpoznawanie, skąd dany dźwięk pochodzi, jest fundamentalne dla naturalnego i komfortowego słyszenia. Połączenie dwóch systemów: TruEar™ oraz e2e wireless™ 2.0 sprawia, że zauszne modele Motion 701 i 501 umożliwiają dokładniejszą lokalizację źródła dźwięków.

System TruEar symuluje funkcje akustyczne ucha zewnętrznego i pomaga rozróżnić dźwięki dochodzące z przodu od tych, które pojawiają się z tyłu.



Wybierz i wymień ulubione kolory. To takie proste.

Motion daje Ci wiele możliwości wyboru. Możesz zdecydować się na gotowe kolory, stworzyć własny wzór i zmienić wygląd tak często, jak zechcesz.

Aparaty słuchowe powinny być dostosowane również dobrze do Twojego gustu, jak do Twoich potrzeb słuchowych. Motion oferuje szeroki wybór odcieni skóry i włosów. Możesz zdecydować się na doskonale wkomponowanie aparatu lub podkreślenie swojej indywidualności.



Antarctica



Alaska



Sahara

Nowe kombinacje odcieni Motion nie tylko doskonale się uzupełniają, ale także odpowiadają Twojej osobowości.

Standardowe opcje kolorystyczne są eleganckie, a ponadto umożliwiają szybka i bezproblemowa zmianę dokonanego wyboru. Aby dostosować aparat do własnego gustu, możesz wybrać własną kombinację, używając zestawów do wymiany kolorystycznej. Nasz protetyk słuchu może szybko i łatwo wymienić obudowę aparatu.



Snieżno -
biały



Pertowy



Srebrny



Granitowy



Szary



Piaskowy
brąz



Brązowy



Kasztan



Złoty blond



Beżowy



Ciemny
popiel



Czarny

Bezprzewodowo połącz się ze światem filmu i muzyki. To proste.

Motion pomaga w oglądaniu telewizji i rozmowach telefonicznych. Zastosowanie systemu TEK firmy Siemens pozwala na przekazywanie dźwięków z telewizora, telefonu i innych urządzeń audio bezpośrednio do Twoich uszu. Nadaje to zupełnie nowe znaczenie dla słyszenia, niezależnie, czy jest to aparat wewnętrzny, czy zewnętrzny Motion.

Nadążaj za akcją. Głośno i wyraźnie.

System Tek zbliża cię do świata filmu. Bezprzewodowo łączy się z Twoim telewizorem i wysyła głosy Twoich ulubionych aktorów bezpośrednio do aparatów słuchowych. Twój własny pilot, Tek Connect, umożliwia Ci nawet odpowiednią regulację dźwięków.

Zbliż się do rozmówcy.

Jeśli chodzi o telefonowanie do przyjaciół i rodziny, Motion oferuje kilka ewidentnych zalet. Jeśli oglądasz telewizję i zadzwoni telefon, możesz użyć pilota Tek do odebrania telefonu, a aparaty słuchowe automatycznie przełączą się w tryb telefoniczny. Możesz cieszyć się głosem najbliższych przesyłanym bezpośrednio do Twoich uszu. Kiedy skończysz rozmawiać, przerywasz połączenie, a system Tek powraca do trybu telewizyjnego. To takie proste. Przygotuj się na długie rozmowy.



System Tek jest inteligentny i łatwy w użyciu. Wysyła dźwięk z telefonu, odtwarzacza MP3, telewizora lub innych źródeł audio bezpośrednio do Twoich aparatów Motion.

Witamy w łatwym życiu.

Aparaty wewnętrzne Motion.

Wygoda dzięki rodzinie produktów wewnętrznych Motion firmy Siemens. Są one jeszcze mniejsze, więc i delikatniejsze dla uszu. A dzięki eleganckiemu, nowemu wzornictwu oraz większemu wyborowi odcieni kolorów skóry nie tylko zapewniają wygodę, ale także pewność siebie.



Wielka radość z małych rzeczy.

W przypadku aparatów słuchowych, mniej oznacza zdecydowanie więcej. Mniejszy rozmiar aparatów Motion oznacza większą wygodę, pewność i dyskrecję. Dlatego są one odpowiednie także dla delikatniejszych uszu. Teraz więcej osób może korzystać z dyskrecji i cieszyć się słuchem.

Wygodne także dla uszu.

Aparaty Motion są bardziej eleganckie i stylowe. Dzięki nowemu, ergonomicznemu kształtowi są proste w użyciu i posiadają łatwą do wymiany osłonę przeciwwiatrową. Aparat Motion nie tylko zadowoli Państwa uszy, ale także oczy.

Kolory, które znikają.

Odkryjcie Państwo najwyższą dyskrecję produktów rodziny Motion. Dzięki szerszemu wyborowi odcieni kolorów skóry, aparaty Motion doskonale się dopasowują i stają się praktycznie niewidoczne.

Jedyny i wyjątkowy bezprzewodowy CIC.

Aparaty Motion potrafią coś, czego nie potrafią żadne inne aparaty: komunikują się z Państwa ulubionymi urządzeniami audio. Są one w pełni kompatybilne z systemem bezprzewodowym Tek TM. Można je podłączyć do telewizora, telefonu lub sprzętu stereo, aby cieszyć się czystym dźwiękiem wysyłanym bezpośrednio do aparatu. Prosto. Bezprzewodowo.

Po prostu się dopasowuje. Łatwe.






Aparaty Motion oferują teraz jeszcze większy wybór rozwiązań, wiele kolorów i idealne dopasowanie. Tak więc nie tylko odpowiedzą na Państwa potrzeby słuchu, ale dodatkowo dopasują się do Państwa wyglądu.



Państwa osobisty styl.

Wybór urządzenia dostosowanego do Państwa potrzeb uzależniony jest od stopnia utraty słuchu i preferencji słuchowych. System Motion oferuje szeroką gamę stylów, od najmniejszych CIC do najmocniejszych IT, które odpowiadają na różne potrzeby. Dla zapewnienia jeszcze większej dyskrecji aparaty Motion są teraz dostępne w kilku odcieniach kolorystycznych, od beżowego do ciemnobrązowego.



		Motion IT	Motion CT	Motion CIC
Kolory				
Beżowy		•	•	-
Opalony		•	•	-
Kawowy		•	•	•
Brązowy		•	•	•
Ciemnobrązowy		•	•	-

Niektóre kolory dostępne będą na specjalne zamówienie. Okres oczekiwania 3 – 4 tygodnie.

Wybierz Motion dla siebie. To łatwe.

Aparaty Motion są dostępne w czterech klasach technologicznych i cenowych.

Systemy	Opis	Motion701	Motion 501	Motion 301	Motion 101
Zrozumiałość mowy					
SpeechFocus	Automatycznie skupia się na mowie, niezależnie od tego gdzie znajduje się osoba mówiąca.	●	-	-	-
System mikrofonów kierunkowych	Poprawia zrozumienie mowy w obecności wielu źródeł hałasu.	automatyczny, wielokanałowy i adaptacyjny	automatyczny, wielokanałowy i adaptacyjny	automatyczny i adaptacyjny	automatyczny
Ilość kanałów	Wielokanałowa kompresja zakresu dynamiki.	16	12	8	6
System Tek™	Przesyła sygnał audio z telefonu komórkowego i innych urządzeń (TV, radio, i-Pod) bezpośrednio do aparatów Motion.	●	●	●	-
AutoPhone™	Przyłożenie słuchawki do ucha automatycznie uruchamia tryb telefoniczny.	●	●	●	-
Cewka telefoniczna	Przekaz indukcyjny w kościele, kinie i miejscach wyposażonych w pętle indukcyjną.	●	●	●	●
Komfort dźwięku					
FeedbackStopper	Automatycznie tłumi gwizdy i piski w aparacie słuchowym.	●	●	●	●
SoundBrilliance	Poprawia brzmienie wysokich tonów.	●	●	-	-
TruEar	Poprawia lokalizację źródła dźwięku na linii przód-tył.	●	●	-	-
e2e wireless 2.0	Synchronizuje oba aparaty, poprawiając lokalizację dźwięku.	●	●	●	-
SoundSmoothing	Tłumi nagłe, krótko trwające hałasy impulsowe.	●	●	●	-
System zarządzania mową i hałasem	Automatycznie redukuje szum tła, jednocześnie izolując i wzmacniając mowę.	●	●	●	●
eWindscreen	Tłumi szum wiatru.	●	●	●	●
Indywidualność					
SoundLearning™ 2.0	Automatycznie przystosowuje się do Twoich preferencji głośności i barwy dźwięku, jednocześnie uwzględniając dane środowisko akustyczne.	●	-	-	-
SoundLearning™	Automatycznie uczy się i przystosowuje do Twoich preferencji głośności i barwy dźwięku.	●	●	-	-
DataLearning™	Uczy się preferencji właściciela co do głośności na każdym programie osobno, a następnie przeprogramowuje według nich aparat.	●	●	●	-
DataLogging	Gromadzi precyzyjne dane dotyczące użytkownika aparatu na każdym programie osobno.	●	●	●	●
Sterowanie urządzeniem					
Ilość programów	Umożliwia wybór określonych ustawień dla różnych środowisk akustycznych.	5	5	5	3
System Tek	Przesyła sygnał audio z telefonu komórkowego i innych urządzeń (TV, radio, i-Pod) bezpośrednio do aparatów Motion.	●	●	●	-
ProPocket	Mały, wygodny pilot zdalnej obsługi z dużymi, wygodnymi przyciskami.	●	●	●	-
ePen	Dyskretny pilot zdalnej obsługi w formie wiecznego pióra.	●	●	●	-

Cechy aparatów zausznych i wewnętrznych

Model	Motion P	Motion S	Motion SX
Typ baterii	13	312	13
Potencjometr	●	●	●
Przycisk zmiany programu	●	●	●
Funkcja AutoPhone	●	●	●
Cewka telefoniczna	●	●	●
Możliwość ładowania	●	-	●
Mikrofon kierunkowy	●	●	●

Motion IT	Motion CT	Motion CIC
13	312	10
opcja	opcja	-
opcja	opcja	opcja
opcja	opcja	-
opcja	opcja	-
-	-	-
●	opcja	-

Zapraszamy.
Przetestuj technologię Motion firmy Siemens.

www.otomedica.pl
+48 12 421 07 33